

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NFE2L1



Numéro de catalogue: 51058-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

51058-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG0525

Numéro d'acquisition GenBank:

BC010623

Identification du gène (NCBI):

4779

Nom complet:

nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 1

MW calculé

772 aa, 85 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Informations générales

NFE2L1, also named as HBZ17, NRF1, TCF11 and LCR-F1, belongs to the bZIP family and CNC subfamily. It activates erythroid-specific, globin gene expression. NFE2L1 is involved in mediating ascorbic acid-induced osterix expression and osteoblast differentiation via binding to the antioxidant response element of the osterix promoter. NFE2L1, produced by osteoblasts, is involved in regulating osterix expression, osteoblast differentiation, and bone formation. (PMID:19887580). This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against a region of human NFE2L1.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Lowndes Sarah A SA	19323979	Microvasc Res	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

