

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-VSP15a



Numéro de catalogue: 51090-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:	51090-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank:	CAC21478	Méthode de purification:	Purification par affinité contre l'antigène
Taille:	150ul , Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI):	2543600		
Hôte:	Lapin	Nom complet:	SPAPB1A10.05		
Isotype:	IgG	MW calculé	32 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG0724				

Applications

Applications testées:
ELISA
Spécificité de l'espèce:
levure

Informations générales

This antibody recognize the SPAPB1A10 protein of Yeast.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

