

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Cxcl12



Numéro de catalogue: 51091-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

51091-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG0474

Numéro d'acquisition GenBank:

BC020297

Identification du gène (NCBI):

20315

Nom complet:

chemokine (C-X-C motif) ligand 12

MW calculé

11 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

IF, IHC

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, Lapin

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Toru Ichiseki	37443763	Cells	IF
Raimundo Fernandes de Araújo Júnior	36857852	Transl Oncol	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

