

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SRC



Numéro de catalogue: 51116-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

51116-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

BC051270

Identification du gène (NCBI):

6714

Nom complet:

v-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2)
viral oncogene homolog (avian)

MW calculé

60 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Informations générales

SRC, also named as SRC1 and p60-Src, belongs to the protein kinase superfamily, Tyr protein kinase family and SRC subfamily. It is a non-receptor protein tyrosine kinase that plays pivotal roles in numerous cellular processes such as proliferation, migration, and transformation. In concert with PTK2B, SRC plays an important role in osteoclastic bone resorption. It promotes energy production in osteoclasts by activating mitochondrial cytochrome C oxidase.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Lu Lu	37240099	Int J Mol Sci	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

