

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Vpr



Numéro de catalogue: 51143-1-AP

Phare

10 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

51143-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG0718

Numéro d'acquisition GenBank:

NP_057852

Identification du gène (NCBI):

Nom complet:

MW calculé

11 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Virus de l'immunodéficience 1

Espèces citées:

Humain, Virus

Informations générales

This antibody recognize the VPR gene of Human immunodeficiency virus 1.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Qiong Zhang	34545078	Nat Commun	WB
Sang Yoon Park	25352594	J Biol Chem	WB
Nicolas Vabret	35789859	iScience	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

