

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-GDF7



Numéro de catalogue: 55039-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:

55039-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 347 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM\_182828

Identification du gène (NCBI):

151449

Nom complet:

growth differentiation factor 7

MW calculé

47 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

## Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C

Tampon de stockage:

NaHCO<sub>3</sub> 0,1 M, glycine 0,1 M, azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

