

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MAGI1



Numéro de catalogue: 55048-1-AP

Phare

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

55048-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 740 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_004742

Identification du gène (NCBI):

9223

Nom complet:

membrane associated guanylate kinase, WW and PDZ domain containing 1

MW calculé

165 kDa

MW observés:

160-170 kDa, 110-120 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, tissu cérébral de rat, tissu cérébral humain, tissu rénal de souris

Informations générales

MAGI1, also named as AIP3, BAIAP1, BAP1 and TNRC19, may play a role as scaffolding protein at cell-cell junctions. MAGI1 regulates acid-induced ACCN3 currents by modulating its expression at the cell surface. The antibody is specific to MAGI1. The antibody can recognize all the isoform of MAGI1.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yuanyuan Bai	36308410	J Cell Mol Med	WB
Cong Cao	34422806	Front Cell Dev Biol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 55048-1-AP (MAGI1 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.