

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NRXN1



Numéro de catalogue: 55051-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 55051-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: NM_004801	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 247 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 9378	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:1000
Hôte: Lapin	Nom complet: neurexin 1	
Isotype: IgG	MW calculé: 162 kDa	
	MW observés: 160-170 kDa	

Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules SH-SY5Y,
Spécificité de l'espèce: Humain	

Informations générales

NRXN1, also named as KIAA0578, belongs to the neurexin family. It is a neuronal cell surface protein that may be involved in cell recognition and cell adhesion. NRXN1 may mediate intracellular signaling. The antibody is specific to NRXN1 alpha.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



SH-SY5Y cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 55051-1-AP (NRXN1 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.