

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CSPG5



Numéro de catalogue: 55086-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 55086-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: NM_006574	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 240 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 10675	
Hôte: Lapin	Nom complet: chondroïtin sulfate proteoglycan 5 (neuroglycan C)	
Isotype: IgG	MW calculé 60 kDa	

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

CSPG5, also named as CALEB and NGC, may function as a growth and differentiation factor involved in neuritogenesis. It may induce ERBB3 activation. The antibody is specific to CSPG5.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

