

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Frizzled 8



Numéro de catalogue: 55093-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

55093-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_031866

Identification du gène (NCBI):

8325

Nom complet:

frizzled homolog 8 (Drosophila)

MW calculé

73 kDa

MW observés:

70-73 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, tissu cardiaque de souris, tissu embryonnaire de souris, tissu pulmonaire de souris

IHC : tissu de cancer du pancréas humain,

Informations générales

Publications notables

| Autrice | Pubmed ID | Journal | Application |
|------------|-----------|--------------|-------------|
| Wenjia Liu | 30555565 | Theranostics | WB |

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C

Tampon de stockage:

NaHCO₃ 0,1 M, glycine 0,1 M, azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 55093-1-AP (Frizzled 8 antibody at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas cancer tissue slide using 55093-1-AP (Frizzled 8 antibody at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas cancer tissue slide using 55093-1-AP (Frizzled 8 antibody at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).