

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SRP72



Numéro de catalogue: 55151-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

55151-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_006947

Identification du gène (NCBI):

6731

Nom complet:

signal recognition particle 72kDa

MW calculé

75 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

SRP72 belongs to the SRP72 family. It assembly has a crucial role in targeting secretory proteins to the rough endoplasmic reticulum membrane. SRP72 binds the 7S RNA only in presence of SRP68. This ribonucleoprotein complex might interact directly with the docking protein in the ER membrane and possibly participate in the elongation arrest function. This antibody is specific to SRP72.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

