

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-OBSCN



Numéro de catalogue: 55281-1-AP

## Informations de base

<b>Numéro de catalogue:</b> 55281-1-AP	<b>Numéro d'acquisition GenBank:</b> NM_052843	<b>Méthode de purification:</b> Purification par affinité contre l'antigène
<b>Taille:</b> 150ul , Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 393 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	<b>Identification du gène (NCBI):</b> 84033	<b>Dilutions recommandées:</b> IHC 1:20-1:200
<b>Hôte:</b> Lapin	<b>Nom complet:</b> obscurin, cytoskeletal calmodulin and titin-interacting RhoGEF	
<b>Isotype:</b> IgG	<b>MW calculé</b> 925 kDa	

## Applications

<b>Applications testées:</b> IHC, ELISA	<b>Contrôles positifs:</b> IHC : tissu de muscle squelettique humain,
<b>Spécificité de l'espèce:</b> Humain	

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

## Informations générales

### Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20 °C  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skeletal muscle tissue slide using 55281-1-AP (OBSCN Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skeletal muscle tissue slide using 55281-1-AP (OBSCN Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).