

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PRDX4



Numéro de catalogue: 55283-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

55283-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 167 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_006406

Identification du gène (NCBI):

10549

Nom complet:

peroxiredoxin 4

MW calculé

31 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Informations générales

PRDX4 (Peroxiredoxin-4) is also named as AOE37-2, Prx-IV and belongs to the AhpC/TSA family. PRDX4 is associated with acrosome formation during rat spermatogenesis and has a protective role in the male reproductive tract, because the phenotype of mice lacking this isoform includes testicular atrophy and increased sperm DNA damage (PMID:20864641). It is initially synthesized as a membrane-binding 31-kDa protein and processed into a 27-kDa secretory form and is discarded with the residual bodies (PMID:19208552). PRDX4 is a pentamer of dimers (PMID:23025503). This antibody is specific to PRDX4.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

