

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MUC4



Numéro de catalogue: 55343-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
55343-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 147 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:
NM_004532

Identification du gène (NCBI):
4585

Nom complet:
mucin 4, cell surface associated

MW calculé
232 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

MUC4, also named as HSA276359, ASGP, MUC-4, testis mucin and mucin-4 is a high molecular weight transmembrane mucin that is overexpressed in many carcinomas and is a risk factor associated with a poor prognosis. MUC4 have a key role in the progression of pancreatic cancer. MUC4 helps in the docking of tumor cells on the endothelial surface. This antibody is specific to MUC4.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

