

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PPP1R3F



Numéro de catalogue: 55386-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
55386-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 1000 µg/ml by
Nanodrop and 760 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:
NM_033215

Identification du gène (NCBI):
89801

Nom complet:
protein phosphatase 1, regulatory
(inhibitor) subunit 3F

MW calculé

83 kDa

MW observés:

83 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules SMMC-7721,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



SMMC-7721 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 55386-1-AP (PPP1R3F Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.