

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-KLHL9



Numéro de catalogue: 55394-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue: 55394-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: NM_018847	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 360 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): Nom complet: kelch-like 9 (Drosophila)	Dilutions recommandées: WB 1:200-1:1000
Hôte: Lapin	MW calculé 69 kDa	
Isotype: IgG	MW observés: 80 kDa	

## Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules HeLa,
Spécificité de l'espèce: Humain	

## Informations générales

### Stockage

Stockage:  
Stocker à -20 °C.  
Tampon de stockage:  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 55394-1-AP (KLHL9 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.