

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NKX1-2



Numéro de catalogue: 55484-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

55484-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_001146340

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 640 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

390010

Nom complet:

NK1 homeobox 2

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

IHC 1:20-1:200

Hôte:

Lapin

MW calculé

32 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

32 kDa

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : cellules SH-SY5Y, tissu cérébral de souris

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

IHC : tissu cérébral humain,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de **TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



SH-SY5Y cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 55484-1-AP (NKX1-2 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain tissue slide using 55484-1-AP (NKX1-2 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).