

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-Cdc20

Numéro de catalogue: 60010-1-Ig



## Informations de base

Numéro de catalogue:

60010-1-Ig

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by 991

Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG2c

Immunogen Catalog Number:

AG0295

Numéro d'acquisition GenBank:

BC001088

Identification du gène (NCBI):

991

Nom complet:

cell division cycle 20 homolog (S. cerevisiae)

MW calculé

55 kDa

Méthode de purification:

Précipitation de l'acide caprylique/du sulfate d'ammonium

CloneNo.:

1E8A8

## Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

