

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-GATA1

Numéro de catalogue: 60011-2-Ig



## Informations de base

Numéro de catalogue:

60011-2-Ig

Taille:

150ul

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG1

Immunogen Catalog Number:

AG1350

Numéro d'acquisition GenBank:

BC009797

Identification du gène (NCBI):

2623

Nom complet:

GATA binding protein 1 (globin transcription factor 1)

MW calculé

43 kDa

Méthode de purification:

Précipitation de l'acide caprylique/du sulfate d'ammonium

CloneNo.:

5B1A7

## Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

souris

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

