

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-IFNAR2

Numéro de catalogue: 60013-2-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:

60013-2-Ig

Taille:

150ul

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgM

Immunogen Catalog Number:

AG0191

Numéro d'acquisition GenBank:

BC002793

Identification du gène (NCBI):

3455

Nom complet:

interferon (alpha, beta and omega)
receptor 2

MW calculé

331 aa, 37 kDa

Méthode de purification:

Précipitation de l'acide caprylique/du
sulfate d'ammonium

CloneNo.:

4G8G1

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

