

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-TIRAP

Numéro de catalogue: 60016-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 60016-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC032474	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 114609	CloneNo.: 4H5E12
Hôte: Mouse	Nom complet: toll-interleukin 1 receptor (TIR) domain containing adaptor protein	
Isotype: IgG1	MW calculé 256 aa, 28 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG0771	MW observés: 35 kDa	

Applications

Applications testées:
ELISA
Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

