

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-RARRES2

Numéro de catalogue: 60018-1-Ig 1 Publications



Informations de base

Numéro de catalogue:

60018-1-Ig

Taille:

150ul

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG1

Immunogen Catalog Number:

AG0261

Numéro d'acquisition GenBank:

BC000069

Identification du gène (NCBI):

5919

Nom complet:

retinoic acid receptor responder
(tazarotene induced) 2

MW calculé

163 aa, 19 kDa

Méthode de purification:

Précipitation de l'acide caprylique/du
sulfate d'ammonium

CloneNo.:

2C4D9

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xiao-Hui Song	34957549	J Cell Physiol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

