

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-HINT1

Numéro de catalogue: 60031-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:

60031-1-Ig

Taille:

150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgM

Immunogen Catalog Number:

AG1142

Numéro d'acquisition GenBank:

BC007090

Identification du gène (NCBI):

3094

Nom complet:

histidine triad nucleotide binding protein 1

MW calculé

14 kDa

MW observés:

14 kDa

Méthode de purification:

Précipitation de l'acide caprylique/du sulfate d'ammonium

CloneNo.:

6C5E6

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Informations générales

HINT1(Histidine triad nucleotide-binding protein 1) is also named as HINT, PKCI1, PRKCNH1, which is a member of the histidine triad (HIT) family, highly conserved in diverse species and ubiquitously expressed in mammalian tissues. It hydrolyzes adenosine 5'-monophosphoramidate substrates such as AMP-morpholidate, AMP-N-alanine methyl ester, AMP-alpha-acetyl lysine methyl ester and AMP-NH2.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

