

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Hmcn1

Numéro de catalogue: 60033-1-Ig **2 Publications**



Informations de base

Numéro de catalogue:	Numéro d'acquisition GenBank:	Méthode de purification:
60033-1-Ig	BE284390	Purification par protéine G
Taille:	Identification du gène (NCBI):	CloneNo.:
150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	289094	4D3E10
Hôte:	Nom complet:	
Mouse	hemicentin 1	
Isotype:	MW calculé	
IgG1	612 kDa	
Immunogen Catalog Number:	MW observés:	
AG1770	58-60 kDa	

Applications

Applications testées:
ELISA

Demandes citées:
FC, IHC

Spécificité de l'espèce:
Humain, souris

Espèces citées:
Humain

Informations générales

This gene encodes a large extracellular member of the immunoglobulin superfamily. This protein were found in ECM of many epithelial cells, including embryonic trophoblast and adult skin and tongue. It may function in many processes such as stabilization of the germline syncytium, anchorage of mechanosensory neurons to the epidermis, and organization of hemidesmosomes in the epidermis.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Margherita Sisto	19190085	Int Immunol	FC
Kortvely Elod E	19696174	Invest Ophthalmol Vis Sci	IHC

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

