

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Hmcn1

Numéro de catalogue: 60033-3-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:

60033-3-Ig

Numéro d'acquisition GenBank:

BE284390

Méthode de purification:

Précipitation de l'acide caprylique/du sulfate d'ammonium

Taille:

150ul , Concentration: 1000 µg/ml by 289094

Identification du gène (NCBI):

Nom complet:

hemicentin 1

CloneNo.:

2E8E4

Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Mouse

MW calculé

612 kDa

Isotype:

IgM

Immunogen Catalog Number:

AG1770

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

This gene encodes a large extracellular member of the immunoglobulin superfamily. This protein were found in ECM of many epithelial cells, including embryonic trophectoderm and adult skin and tongue. It may function in in many processes such as stabilization of the germline syncytium, anchorage of mechanosensory neurons to the epidermis, and organization of hemidesmosomes in the epidermis.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

