

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-MME,CD10



Numéro de catalogue:60034-1-Ig

Informations de base

Numéro de catalogue:

60034-1-Ig

Taille:

150ul

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgM

Immunogen Catalog Number:

AG0427

Numéro d'acquisition GenBank:

BC101658

Identification du gène (NCBI):

4311

Nom complet:

membrane metallo-endopeptidase

MW calculé

750 aa, 86 kDa

Méthode de purification:

Précipitation de l'acide caprylique/du sulfate d'ammonium

CloneNo.:

4A10H5

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

MME is also names as neprilysin,CALLA,NEP,SFE,CD10 and belongs to the peptidase M13 family.It is a glycoprotein that is particularly abundant in kidney, where it is present on the brush border of proximal tubules and on glomerular epithelium.CD10 has been considered a useful marker in the diagnosis of renal carcinomas, because of its expression in clear cell and papillary renal cell carcinomas and its absence in chromophobe renal cell carcinomas(PMID:15286660).

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

