

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-MAGEC2

Numéro de catalogue: 60040-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:

60040-1-Ig

Numéro d'acquisition GenBank:

BC005891

Méthode de purification:

Précipitation de l'acide caprylique/du sulfate d'ammonium

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by 51438

Identification du gène (NCBI):

Nom complet:
melanoma antigen family C, 2

CloneNo.:

2H5A12

Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Mouse

MW calculé

373 aa, 41 kDa

Isotype:

IgG2a

Immunogen Catalog Number:

AG0418

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Melanoma antigen family C, 2 (MAGEC2, synonyms: CT10, HCA587, MAGEE1, MGC13377) is related to members of the MAGEC gene family. MAGEC2 is not expressed in normal tissues, except for testis, and is expressed in tumors of various histological types. This gene and other MAGEC genes are clustered on chromosome Xq26-q27.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

