

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Rab18

Numéro de catalogue: 60057-1-Ig **4 Publications**



Informations de base

Numéro de catalogue: 60057-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC015014	Méthode de purification: Précipitation de l'acide caprylique/du sulfate d'ammonium
Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 22931	CloneNo.: 4D5B8
Hôte: Mouse	Nom complet: RAB18, member RAS oncogene family	
Isotype: IgG1	MW calculé: 206 aa, 23 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG1841		

Applications

Applications testées:
ELISA

Demandes citées:
IF, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, souris

Espèces citées:
singe, souris

Informations générales

RAB18 is a member of a family of Ras-related small GTPases. RAB18 plays a role in apical endocytosis/recycling, and may be implicated in transport between the plasma membrane and early endosomes. It also plays a key role in eye and brain development and neurodegeneration. Defects in RAB18 are associated with Warburg micro syndrome type 3.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yu Yan	33045621	Redox Biol	IF
Andreas Gerondopoulos	24891604	J Cell Biol	WB
Dijin Xu	29367353	J Cell Biol	IF

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

