

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Cullin 5

Numéro de catalogue: 60093-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 60093-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC063306	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 8065	CloneNo.: 4A3E9
Hôte: Mouse	Nom complet: cullin 5	
Isotype: IgG2b	MW calculé 91 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG5453		

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, souris

Informations générales

The cullin family proteins are scaffold proteins for the Ring finger type E3 ligases, participating in the proteolysis through the ubiquitin-proteasome pathway. Humans express seven cullin proteins: CUL1-3, CUL4A, CUL4B, CUL5, and CUL7. Each cullin protein can form an E3 ligase similar to the prototype Ring-type E3 ligase Skp1-CUL1-F-box complex. The Cullin-RING-finger type E3 ligases are important regulators in early embryonic development, as highlighted by genetic studies demonstrating that knock-out of CUL1, CUL3, or CUL4A in mice results in early embryonic lethality.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

