

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-PFN2

Numéro de catalogue: 60094-1-Ig **3 Publications**



## Informations de base

Numéro de catalogue: 60094-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC018049	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul	Identification du gène (NCBI): 5217	CloneNo.: 1D9C4
Hôte: Mouse	Nom complet: profilin 2	
Isotype: IgM	MW calculé 140 aa, 15 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG5043		

## Applications

Applications testées:  
ELISA

Demandes citées:  
IF, WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain, souris

Espèces citées:  
Humain, souris

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Min Yu	29773903	Oncogene	WB
Sonia Afroz	27136678	Elife	IF
Xiaobin Cui	29238898	Mol Cell Biochem	WB

## Stockage

Stockage:  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:  
PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA) E: proteintech@ptglab.com W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

