

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-APOBEC3G



Numéro de catalogue:60100-2-Ig

Informations de base

Numéro de catalogue: 60100-2-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC024268	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul	Identification du gène (NCBI): 60489	CloneNo.: 5G10A8
Hôte: Mouse	Nom complet: apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3G	
Isotype: IgG2b	MW calculé 46 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG7770		

Applications

Applications testées:
ELISA
Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

APOBEC3G(apolipoprotein B mRNA-editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3G,also known as CEM15), a member of the APOBEC family of cytidine deaminase-editing enzymes, is a potent DNA mutator that can be packaged into budding retroviruses.HA-tagged APOBEC3G can be expressed in 293T cells, which do not express APOBEC3G endogenously,in addition 22- and 24-kDa proteolytic degradation fragments can be detected by western blot(PMID:14672928). It has 2 isoforms produced by alternative splicing.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

