

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Hepsin

Numéro de catalogue: 60114-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:

60114-1-Ig

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG1

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_002151

Identification du gène (NCBI):

3249

Nom complet:

hepsin

MW calculé

45 kDa

MW observés:

51 kDa

Méthode de purification:

Précipitation de l'acide caprylique/du sulfate d'ammonium

CloneNo.:

2D3A9

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Hepsin, a type II membrane-associated protein, is a cell surface proteases. It acts directly by degrading the extracellular matrix of surrounding cells and also functions as an activator of other extracellular proteases. It was reported to be involved in multiple biological processes.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

