

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-ESRRG

Numéro de catalogue: 60115-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:

60115-1-Ig

Numéro d'acquisition GenBank:

BC064700

Méthode de purification:

Précipitation de l'acide caprylique/du sulfate d'ammonium

Taille:

150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

2104

CloneNo.:

5E11B10

Hôte:

Mouse

Nom complet:

estrogen-related receptor gamma

MW calculé

51 kDa

Isotype:

IgG1

MW observés:

51 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG5127

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Estrogen-related receptor gamma (ERR-gamma), also known as NR3B3 (nuclear receptor subfamily 3, group B, member 3), is a member of nuclear hormone receptor family of steroid hormone receptors. As an orphan nuclear receptor, it binds specifically to an estrogen response element and activates reporter genes controlled by estrogen response elements. It behaves as a constitutive activator of transcription. 4-hydroxytamoxifen and diethylstilbestrol may act as inverse agonists and deactivate ESRRG. It also seems to be the target of bisphenol A. This antibody is a mouse monoclonal antibody raised against residues near the C terminus of human ESRRG.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

