

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-IL13RA2,CD213A2



Numéro de catalogue: 60140-1-Ig

Informations de base

Numéro de catalogue:

60140-1-Ig

Taille:

150ul , Concentration: 500 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG1

Immunogen Catalog Number:

AG1534

Numéro d'acquisition GenBank:

BC020739

Identification du gène (NCBI):

3598

Nom complet:

interleukin 13 receptor, alpha 2

MW calculé

380 aa, 44 kDa

Méthode de purification:

Précipitation de l'acide caprylique/du sulfate d'ammonium

CloneNo.:

2F10B3

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

IL13RA2, also named as IL13R and CD213a2, belongs to the type I cytokine receptor family and Type 5 subfamily. It binds as a monomer with high affinity to interleukin-13 (IL13), but not to interleukin-4 (IL4). The IL13RA2 gene is often overexpressed in brain tumors (PMID:19895199).

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

