

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-ICAM-1

Numéro de catalogue: 60148-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:

60148-1-Ig

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG2a

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_010493

Identification du gène (NCBI):

15894

Nom complet:

intercellular adhesion molecule 1

MW calculé

59 kDa

MW observés:

90 kDa

Méthode de purification:

Purification par protéine A

CloneNo.:

5B6G10

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

ICAM-1 (Intercellular Adhesion Molecule-1, CD54), a member of Ig super family, is a glycosylated, transmembrane protein. This protein is involved in cell adhesion by interacting with a number of integrin family members such as LFA-1 and Mac-1. Its expression is regulated by chemokines. This protein migrates approximately 115 kDa on SDS gels. This antibody is specifically against mouse ICAM1.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

