

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-KCNH7

Numéro de catalogue: 60166-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 60166-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC035815	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 500 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 90134	CloneNo.: 2F2G1
Hôte: Mouse	Nom complet: potassium voltage-gated channel, subfamily H (eag-related), member 7	
Isotype: IgG1	MW calculé 1196 aa, 135 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG4723	MW observés: 120-130 kDa	

Applications

Applications testées:
ELISA
Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

