

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-DNAJB2

Numéro de catalogue: 60204-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 60204-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC011609	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul , Concentration: 773 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 3300	CloneNo.: 2G8C5
Hôte: Mouse	Nom complet: DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 2	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:2000
Isotype: IgG2a	MW calculé 36 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG1271	MW observés: 80 kDa	

Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules SH-SY5Y,
Spécificité de l'espèce: Humain, souris	

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



SH-SY5Y cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 60204-1-Ig (DNAJB2 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.