

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-CD7

Numéro de catalogue: 60209-1-Ig



## Informations de base

Numéro de catalogue: 60209-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC009293	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 1300 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 924	CloneNo.: 1G10D8
Hôte: Mouse	Nom complet: CD7 molecule	Dilutions recommandées: IHC 1:1600-1:6400 IF 1:200-1:800
Isotype: IgG1	MW calculé 240 aa, 25 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG1805		

## Applications

### Applications testées:

IF, IHC, ELISA

### Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (\*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

### Contrôles positifs:

IHC : tissu d'appendicite humain, tissu d'amygdalite humain, tissu de lymphome humain, tissu de thymus de souris

IF : tissu d'amygdalite humain,

## Informations générales

CD7 is a 40 kD type I transmembrane glycoprotein expressed on thymocytes and mature T cells. It is the most reliable clinical marker of T-cell acute lymphocytic leukemia.

## Stockage

### Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

### Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human appendicitis tissue slide using 60209-1-Ig (CD7 antibody) at dilution of 1:3200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0)).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human appendicitis tissue slide using 60209-1-Ig (CD7 antibody) at dilution of 1:3200 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0)).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using 60209-1-Ig (CD7 antibody), at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using 60209-1-Ig (CD7 antibody), at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).