

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-CD7

Numéro de catalogue: 60209-2-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 60209-2-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC009293	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul, Concentration: 1700 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 924	CloneNo.: 2A4E6
Hôte: Mouse	Nom complet: CD7 molecule	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:4000 IHC 1:1000-1:4000
Isotype: IgG1	MW calculé: 240 aa, 25 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG1805	MW observés: 34 kDa	

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat,

IHC : tissu d'amygdalite humain, tissu d'appendicite humain, tissu de lymphome humain, tissu de thymus de souris

Informations générales

CD7 is a type I transmembrane glycoprotein expressed on thymocytes and mature T cells. It is the most reliable clinical marker of T-cell acute lymphocytic leukemia.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Untreated and PNGase F-treated lysates of Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 60209-2-Ig (CD7 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours. PNGase F was obtained from Atagenix (cat.NO. ata808).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 60209-2-Ig (CD7 antibody) at dilution of 1:2000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 60209-2-Ig (CD7 antibody) at dilution of 1:2000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).