

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-phospho(409/410)-TDP43



Numéro de catalogue: 60218-1-Ig

Informations de base

Numéro de catalogue:

60218-1-Ig

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_007375

Méthode de purification:

Précipitation de l'acide caprylique/du sulfate d'ammonium

Taille:

150ul , Concentration: 600 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

23435

CloneNo.:

1E9A12

Hôte:

Mouse

Nom complet:

TAR DNA binding protein

MW calculé

43 kDa

Isotype:

IgM

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

