

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-SMMHC

Numéro de catalogue: 60222-2-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 60222-2-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC101677	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul	Identification du gène (NCBI): 4629	CloneNo.: 1F10C12
Hôte: Mouse	Nom complet: myosin, heavy chain 11, smooth muscle	
Isotype: IgG1	MW calculé 1938 aa, 224 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG13397		

Applications

Applications testées:
ELISA
Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

SMMHC (smooth muscle myosin heavy chain; MYH11) is a contractile protein of smooth muscle cells. It is specifically expressed in cells derived from smooth muscle lineages. SMMHC is used as vascular smooth muscle cell (vSMC) contractile marker. It is also an excellent marker for myoepithelial cells, with no or few cross-reaction with myofibroblasts, thus very useful in the evaluation of stromal invasion.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

