

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Mammaglobin A



Numéro de catalogue: 60260-1-Ig

Informations de base

Numéro de catalogue: 60260-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC067220	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul , Concentration: 2000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 4250	CloneNo.: 1A3A2
Hôte: Mouse	Nom complet: secretoglobin, family 2A, member 2	
Isotype: IgG2a	MW calculé 120 aa, 13 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG20122		

Applications

Applications testées:
ELISA
Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

SCGB2A2, also known as mammaglobin A, is a member of the secretoglobin superfamily. It is a breast cancer-associated antigen almost exclusively over-expressed in primary and metastatic human breast cancers, making it a specific molecular marker and a potential therapeutic target for breast cancer. SCGB2A2 is a 93-amino acid protein with a calculated molecular weight of 10.5 kDa. This monoclonal antibody is raised against the C-terminal 71 amino acids of the protein encoded by a cDNA (MGC:71974; BC067220). It can react with the antigen that induced its production, however, it can not recognize the 93-amino acid protein of SCGB2A2.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

