

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-Podoplanin



Numéro de catalogue: 60275-1-Ig

## Informations de base

Numéro de catalogue: 60275-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC022812	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 2000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 10630	CloneNo.: 1F2A9
Hôte: Mouse	Nom complet: podoplanin	
Isotype: IgG1	MW calculé 17 kDa, 25 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG2201		

## Applications

Applications testées:  
IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat

## Informations générales

### Stockage

Stockage:  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:  
PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

