

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Alpha synuclein



Numéro de catalogue: 60285-1-Ig

Informations de base

Numéro de catalogue: 60285-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC013293	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 747 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 6622	CloneNo.: 1B8A5
Hôte: Mouse	Nom complet: synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor)	
Isotype: IgG1	MW calculé 14 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG1285	MW observés: 18-20 kDa	

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

