

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-BSA

Numéro de catalogue: 60302-1-Ig 1 Publications



Informations de base

Numéro de catalogue:

60302-1-Ig

Numéro d'acquisition GenBank:

Identification du gène (NCBI):

280717

Méthode de purification:

Purification par protéine G

Taille:

150ul , Concentration: 1800 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Nom complet:

bovine serum albumin

CloneNo.:

7C6B5

Hôte:

Mouse

MW observés:

66 kDa

Isotype:

IgG1

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

bovin

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

