

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-LC3-Specific



Numéro de catalogue: 60308-1-Ig

Informations de base

Numéro de catalogue: 60308-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: NM_032514	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul , Concentration: 900 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 84557	CloneNo.: 4C6H5
Hôte: Mouse	Nom complet: microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha	
Isotype: IgG2b	MW calculé: 14 kDa	

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

