

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-HIF1a

Numéro de catalogue: 60328-1-Ig **1 Publications**



Informations de base

Numéro de catalogue: 60328-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC012527	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 3091	CloneNo.: 1E7C3
Hôte: Mouse	Nom complet: hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor)	
Isotype: IgG1	MW calculé 826 aa, 93 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG15198	MW observés: 110 kDa	

Applications

Applications testées:
ELISA

Demandes citées:
WB

Spécificité de l'espèce:
Humain

Espèces citées:
Humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Leli Zeng	26338207	Chemistry	WB

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA) E: proteintech@ptglab.com W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

