

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-CPS1

Numéro de catalogue: 65011-1-Ig **1 Publications**



## Informations de base

Numéro de catalogue:

65011-1-Ig

Taille:

150ul , 667 µg/ml

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

BC020695

Identification du gène (NCBI):

1373

Nom complet:

carbamoyl-phosphate synthetase 1, mitochondrial

MW calculé

165 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

## Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : Human liver,

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jana Deitersen	34059630	Cell Death Dis	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à une température comprise entre 2 °C et 8 °C.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

