

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-APOA5

Numéro de catalogue: 65015-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:

65015-1-Ig

Taille:

150µL, 500 µg/ml

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG1

Numéro d'acquisition GenBank:

BC101787

Identification du gène (NCBI):

116519

Nom complet:

apolipoprotein A-V

MW calculé

366 aa, 41 kDa

MW observés:

39 kDa-41 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB: Human serum,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à une température comprise entre 2 °C et 8 °C.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

