

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-BLK

Numéro de catalogue: 65044-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:

65044-1-Ig

Taille:

150ul , 667 µg/ml

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG1

Numéro d'acquisition GenBank:

BC007371

Identification du gène (NCBI):

640

Nom complet:

B lymphoid tyrosine kinase

MW calculé

58 kDa

MW observés:

58 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

IHC : Lung cancer tissue,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Tyrosine-protein kinase Blk (BLK) is typically involved in cell proliferation and differentiation. BLK is a 58 kDa protein with important role in B-cell receptor signaling and B-cell development. BLK also stimulates INS synthesis and secretion in response to glucose and enhances the expression of several pancreatic beta-cell transcription factors.

Stockage

Stockage:

Stocker à une température comprise entre 2 °C et 8 °C.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

